



این دستگاه ساخت کشور اسپانیا، با قابلیت بارگیری 16 نمونه در هر ران کاری و خواندن 40 نمونه در ساعت و گزارش ESR یک ساعت و دو ساعته در زمانی حدود 48 دقیقه یکی از بهترین دستگاه های موجود در بازار می باشد.

متد اندازه گیری این دستگاه روش Westergren و سیستم های نوری LED مادون قرمز است.

نمونه مورد استفاده برای این دستگاه خون سیترا ته در لوله های پلاستیکی، شیشه ای و حتی لوله های خلاء است.